

## 营养琼脂培养基（NA）即用型袋装产品说明

### 【基本信息】

产品名称	营养琼脂培养基（NA）
产品货号	KBF005-1
产品规格	500ml
包装形式	两层包装
产品用途	用于一般细菌的培养及总数的测定
储存条件	2-25℃、避光保存
产品有效期	6个月

### 【使用方法】

将完整包装的本品置于 100℃沸水中水浴 30-40min，待培养基完全溶解后冷却至 50℃左右，倾注平皿，摇匀，备用。

### 【检验原理】

胨和牛肉浸粉提供碳氮源、维生素和生长因子等其他营养物质；氯化钠用于维持培养基的渗透压；琼脂为凝固剂。

### 【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量（cfu）	生长情况	菌落特征/生化反应
	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	10-100	生长良好	有黄色色素
	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	10-100	生长良好	白色不规则菌落
	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	10-100	生长良好	有绿色色素
	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	10-100	生长良好	无色透明菌落
	乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	10-100	生长良好	无色透明菌落
	备注：30~35℃培养 18~24 h			

### 【注意事项】

1. 使用前查看，产品包装是否完整。若出现泄露、污染、破损、变色，请勿使用。
2. 水浴加热过程中无需打开外层包装，产品内部有少量气体受热后出现膨胀为正常现象。
3. 使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。
4. 质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载,或随货纸质复印件。
5. 本品不得用于临床检测。



南通凯恒生物科技发展有限公司

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: [info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)

官网: [www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)



南通凯恒生物微信公众号