

明胶磷酸盐缓冲液

Buffer Gelatin Phosphate Solution

用于食品中肉毒梭菌样品的稀释。

货号：K0694-250g

1、适用范围

应用	类别
稀释	肉毒梭菌

2、原理和用途

明胶是一种抗原稳定剂，并能作增稠剂；磷酸氢二钠是缓冲剂。

3、配方（g/L）

明胶	2.0g
磷酸氢二钠	4.0g
最终 pH 值（25℃）	6.2±0.1

4、配制方法

称取本品 6.0g，置于 1L 纯化水中。加热搅拌至完全溶解，分装，121℃ 高压灭菌 15min，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	乳白色
制备好培养基颜色	无色透明液体
最终 pH 值（25℃）	6.2±0.1

6、微生物测试

根据 GB 检测：产气荚膜梭菌和生孢梭菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
产气荚膜梭菌 ATCC13124	菌落数变化不超过±50%
生孢梭菌 CMCC(B)64941	菌落数变化不超过±50%
备注：接种计数培养基使用 TSA+5%羊血；	

接种条件：10CFU-100CFU；

培养条件：20-25℃/静置 45min。

7、储存条件

常温、密封、干燥、避光处；

保质期三年。

8、参考标准

GB 4789.12-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光（避免日光直射）、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

核准日期：2026 年 04 月 08 日

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号