

溶菌酶营养肉汤

Lysozyme Nutritional Broth

用于细菌的溶菌酶试验。

货号：K0698-250g

1、适用范围

应用	类别
生化鉴定	细菌

2、原理和用途

牛肉粉、蛋白胨提供微生物生长碳氮源、维生素和生长因子。溶菌酶可水解细菌的细胞壁，主要通过破坏细胞壁中的 N-乙酰胞壁酸和 N-乙酰氨基葡萄糖之间的 β -1,4 糖苷键，破坏细胞壁结构，导致细菌在低渗环境中裂解。

3、配方（g/L）

蛋白胨	5.0g
牛肉粉	3.0g
最终 pH 值（25℃）	6.8±0.1

4、配制方法

称取本品 8.0g，置于 1L 纯化水中。加热搅拌至完全溶解，分装，每瓶 99ml，121℃高压灭菌 15min，冷至 50℃左右时，无菌操作每瓶中加入 0.1%溶菌酶溶液 1ml，混匀后分装无菌试管，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡黄色
制备好培养基颜色	淡黄色透明液体
最终 pH 值（25℃）	6.8±0.1

6、微生物测试

根据 GB 标准检测：蜡样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303	阳性，浑浊
枯草芽孢杆菌 ATCC6633	阴性，澄清

测试方法：定性接种；

培养条件：36±1℃/24-48h。

7、储存条件

常温、密封、干燥、避光处；

保质期三年。

8、参考标准

GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂质量要求

GB 4789.14-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光（避免日光直射）、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

核准日期：2026 年 04 月 08 日

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号